


TECHNISCHE GEGEVENS

Bernafon CROS II miniRITE R

Bernafon CROS II is een discreet apparaat dat gebruikt wordt voor CROS- of BiCROS-oplossingen. Geluiden worden via draadloze NFMI naar het compatibele Bernafon-hoortoestel op het betere oor gestuurd. Het hoortoestel ondersteunt

dual streaming met behulp van duale radio technologie. Zo kan het hoortoestel een externe audiostream ontvangen via Bluetooth® Low Energy, terwijl het tegelijkertijd de geluidsuitzending van het CROS-apparaat beheert.



Technische opties

- › lawaaimanagement
- › NFMI (magnetische inductie in het nabije veld)
- › Oplaadbaar
- › Draadloos opladen
- › miniFit Detect speakers voor retentie
- › miniFit-oorstukjes voor retentie

Ga voor informatie over compatibiliteit naar www.bernafon.nl/cros-compatibility

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: +5 °C tot +40 °C (+41 °F to t+104 °F)
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Transport- en opslagomstandigheden

De temperatuur en de luchtvochtigheid mogen de vermelde grenswaarden bij transport en opslag niet gedurende langere tijd overschrijden:

Transport

Temperatuur: -20 °C tot +60 °C (-4 °F to t+140 °F)
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag

Temperatuur: -20 °C tot +30 °C (-4 °F to t+86 °F)
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

IP68



TECHNISCHE GEGEVENS

Naam	Bernafon CROS II MNR R
Uitvoering	MNR R
Oorstukje	Dome en oorstukje passend bij luidsprekereenheid
Batterijtype	Lithium-ion
Gemiddelde gebruiksduur	24 uur
Audiokwaliteit	G722-codering
Audiobandbreedte	Tot 10 kHz – afhankelijk van het ontvangende hoortoestel
Draadloos bereik	17 cm van oor tot oor
Frequentie	3,84 MHz
Modulatie	MSK
Gebruikscyclus	52 %
Veldsterkte	-15 dBμA/m op 10 m