


Technische gegevens

Oticon CROS RE miniRITE R

Oticon CROS RE is een discreet apparaat dat gebruikt wordt voor CROS- of BiCROS-oplossingen. Geluiden worden via draadloze NFMI naar het compatibele Oticon-hoortoestel op het betere oor gestuurd. Het hoortoestel

ondersteunt dual streaming met behulp van TwinLink™. Zo kan het hoortoestel een externe audiostream ontvangen via Bluetooth® Low Energy en tegelijkertijd de geluidsoverdracht vanaf het CROS-apparaat beheren.



Technische eigenschappen

- › Reveal AI Clarifier™-geluidsverwerking
- › NFMI (magnetische inductie in het nabije veld)
- › Oplaadbaar
- › Draadloos opladen
- › miniFit Detect-luidsprekers voor retentie
- › miniFit-oorstukjes voor retentie

Ga voor informatie over compatibiliteit naar www.oticon.global/cros-compatibility

Gebruiksomstandigheden
Temperatuur: +5°C tot +40°C
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve
luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Transport- en opslagomstandigheden
De temperatuur en luchtvochtigheid mogen tijdens transport en opslag niet voor een langere periode boven de vermelde limieten uitkomen:

Transport
Temperatuur: -20°C tot +60°C
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve
luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag
Temperatuur: -20 °C tot +30°C
Vochtigheid: 5% tot 93% relatieve
luchtvochtigheid, niet-condenserend
Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Technische gegevens

Naam	Oticon CROS RE miniRITE R
Uitvoering	miniRITE R
Oorstukje	Dome en oorstukje passend bij luidsprekereenheid
Type batterij	Lithium-ion
Gemiddeld gebruik	24 uur
Audiokwaliteit	G722 codering
Audiobandbreedte	Tot 10 kHz – afhankelijk van het ontvangende hoortoestel
Draadloos bereik	17 cm oor tot oor
Frequentie	3,84 MHz
Modulatie	MSK
Gebruikscyclus	52%
Veldsterkte	-15 dBμA/m op 10 m



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken

Hoofdkantoor
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken